

MEDITALY S.r.l.

V. le Della Resistenza, 23/A
42018 S. Martino in Rio (R.E.)
TEL. 0522/63.60.70
FAX. 0522/63.64.84

PRODOTTO : **GEL CATALIZZATORE**

SPECIFICHE DI VENDITA	METODO
ASPETTO: GEL ROSSO	12 ADS
PENETRAZIONE CONO: 290 – 350 ASTM a 23°C 0,1 mm	14 ADS
PROVA DI REATTIVITA' MICRON GEL CATALIZZATORE a 23°C 50% U.R. a 10 phr con RTV 71588	06 ADS
WORKING TIME: 1'40" – 2' 50" minuti	
SETTING TIME: 5'20" – 7'10" minuti	
Proprietà misurata a 23°C su provino da 6 mm dopo 8' di polimerizzazione di cui 4' a + 35°C	
DUREZZA Shore A: > 19 punti	03 ADS

DETERMINAZIONI PER INFORMAZIONE	
Proprietà misurata a 23°C su provino da 6 mm do po 24 ore di polimerizzazione di cui 4' a + 35°C	
DUREZZA Shore A: (P.I.) 40 – 50 punti	03 ADS
DENSITA' a 23°C: (P.I.) CIRCA 0, 95 gr/cc	07 DEA

DATA DI REDAZIONE: 25.05.98